



pH-PROBLEM-LÖSUNG



1 Überprüfung der Batterien

Langsame Messwerte und Schwierigkeiten bei der Kalibrierung sind oft das Ergebnis von schwachen Batterien. **Batterien wechseln!!!** (LR44 1,5V)




2 Überprüfen der pH-Elektrode

Stellen Sie das Messgerät in Kalibrierflüssigkeit pH 7.01 und wechseln Sie in den Kalibriermodus. Dann ebenfalls in der Kalibrierflüssigkeit pH 4.01 kalibrieren. Wenn die Kalibrierung nicht abgeschlossen ist, ist die Elektrode möglicherweise **ausgetrocknet (A)**, oder die Elektrode **ist verschmutzt (B)**, wenn sie seit ihrer letzten Verwendung nicht mit Wasser abgespült wurde, oder die Kalibrierflüssigkeiten **sind nicht neu (C)**.



A Eine trockene Elektrode kann wiedergewonnen werden, indem sie 20 Stunden lang in **Aufbewahrungslösung (MA9015)** oder in Kalibrierflüssigkeit pH 4.01 eingetaucht wird.



B Eine verschmutzte Elektrode kann wiedergewonnen werden, indem sie zwei Stunden lang in **Reinigungslösung (MA9016)** oder weißen Essig getaucht wird.



C Denken Sie daran, für jede Kalibrierung einen **neuen Beutel** Kalibrierflüssigkeit zu verwenden.

Die pH-Elektrode niemals in Osmosewasser, destilliertem Wasser oder deionisiertem Wasser lagern, spülen oder eintauchen. Schwach mineralisiertes Wasser verursacht den Tod der pH-Elektrode!

Die pH-Elektrode hat eine Lebensdauer! Um die Lebensdauer Ihrer pH-Elektrode zu verlängern und Probleme im Betrieb zu vermeiden, halten Sie die pH-Elektrode **IMMER NASS!!!**

GARANTIEN: Unsere Messgeräte haben eine Garantie von 2 Jahren; unsere Elektroden haben eine Garantie von 6 Monaten. Anhand eines Datumsaufklebers können Sie feststellen, ob die Elektrode noch unter Garantie ist.